


Passt einfach und ist leistungsstark



### F&P SIMPLUS FULLFACE-MASKE

Bei der Entwicklung der F&P Simplus verfolgten unsere Designer das Ziel, eine Maske zu entwerfen, die den Komfort, die Dichtigkeit und die Benutzerfreundlichkeit einer Vollgesichtsmaske revolutionieren würde.

Die F&P Simplus ist das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung, zahlreicher Prototypen und Tausender von Designstunden. Wir haben uns mit Patienten, Lieferanten und Ärzten aus der ganzen Welt beraten, um eine Maske zu entwickeln, die **einfach passt und leistungsstark ist**.



Die F&P Simplus enthält drei Schlüsselkomponenten, die **RollFit™-Dichtung**, die **ErgoForm™-Kopfbänder** und den **Easy Frame**, welche so entworfen wurden, dass sie harmonisch zusammenarbeiten. In der Kombination miteinander, bieten diese Komponenten den Komfort, die Dichtigkeit und die Benutzerfreundlichkeit, für die die Masken von Fisher & Paykel Healthcare bekannt sind.

**ErgoForm-Kopfbänder**  
Easy-Clip-Haken +  
Anpassbares Oberkopfband +  
Dehnbare und nicht dehnbare Paneele +  
Eingearbeitete VELCRO® Klettverschlüsse +

**RollFit-Dichtung**  
Integrierte Stabilitätspaneele +  
Fortschrittlicher Luftverteiler +

**Easy Frame (leichter Rahmen)**  
Easy-Clip-Rahmenbefestigung +  
Drehbares Kugelgelenk +



## 1. RollFit-Dichtung

Wie der Name schon sagt, „rollt“ die Einkomponentendichtung auf dem Nasenrücken hin und her und passt sich so automatisch an. Damit wird durch die **RollFit-Technologie** der Druck auf den Nasenrücken reduziert.

Die **RollFit-Dichtung** verfügt über **integrierte Stabilitätspaneele**, um die Dichtigkeit zu erhöhen und der **fortschrittliche Luftverteiler** wurde so konzipiert, dass die Geräusch- und Zugentwicklung minimal sind.

## 2. ErgoForm-Kopfbänder

Die atmungsaktiven, ergonomisch geformten Kopfbänder platzieren sich automatisch am oberen Hinterkopf und gewähren somit uneingeschränkte Bewegungsfreiheit (zur Seite, nach oben und unten).

Durch ihre **dehnbaren und nicht dehnbaren Paneele**, behalten die **ErgoForm-Kopfbänder** ihre Form, ermöglichen aber bei Bedarf auch die Dehnung, für optimale Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit.

**Eingearbeitete VELCRO®\* Klettverschlüsse** mit **Easy-Clip-Haken** ermöglichen ein schnelles Anlegen und Entfernen der Maske.

Das **anpassbare Oberkopfband** verbessert die Stabilität der Maske.

## 3. Easy Frame (leichter Rahmen)

Der Rahmen mit niedrigem Profil ist stabil, langlebig, klein und ermöglicht eine klare Sicht.

Ein Rahmen passt für alle drei Dichtungsgrößen und die **„Easy-Clip“-Rahmenbefestigung** erlaubt den mühelosen Zusammenbau nach der Reinigung.

Das **drehbare Kugelgelenk** sorgt für Bewegungsfreiheit und verringert den Zug durch den CPAP-Schlauch.

### Bestellnummern Maske

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| <b>400479</b> | F&P Simplus Maske – Small/Small    |
| <b>400480</b> | F&P Simplus Maske – Medium/Medium  |
| <b>400481</b> | F&P Simplus Maske – Large/Large    |
| <b>400478</b> | F&P Simplus Maske – Medium/Large** |

### Bestellnummern Ersatzteile

|                 |   |                 |                                       |
|-----------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| <b>400HC579</b> | F&P Simplus Dichtung – Small              | <b>400HC582</b> | F&P Simplus Kopfbänder – Small        |
| <b>400HC580</b> | F&P Simplus Dichtung – Medium             | <b>400HC583</b> | F&P Simplus Kopfbänder – Medium/Large |
| <b>400HC581</b> | F&P Simplus Dichtung – Large              | <b>400HC584</b> | F&P Simplus Maske No H/G – Small**    |
| <b>400HC570</b> | F&P Simplus Drehgelenk                    | <b>400HC585</b> | F&P Simplus Maske No H/G – Medium**   |
| <b>400HC587</b> | F&P Simplus Kopfbänder – Clips & Schnalle | <b>400HC586</b> | F&P Simplus Maske No H/G – Large**    |

\* VELCRO® ist eine eingetragene Handelsmarke von Velcro Industries B.V.  
\*\* Nicht in allen Ländern erhältlich